

第2章 セットアップとアンインストール

1. セットアップの前に

●本ソフトについて

本ソフトウェアは、国立特殊教育総合研究所が運営する「視覚障害教育情報ネットワーク」のデータベースよりダウンロードすることができます。

ダウンロードする際には使用責任者を登録していただきます。

ユーザーマニュアルは、PDF ファイルおよびテキストファイルで提供致します。

●動作環境

「Dot Draw NISE」は、Microsoft®Windows® 95, 98, XP 用アプリケーションです。セットアップするために必要なソフトウェアとハードウェアは以下のとおりです。

- ・動作 OS： Microsoft®Windows®95, 98, XP（日本語版）
- ・ホスト PC：日本語 Windows95, 98 および XP が問題なく動作する PC
- ・ハードディスク：空き容量 13MB 以上
- ・メモリーサイズ： 32MB 以上


2. セットアップ

● 「Dot Draw NISE」をセットアップする

- (1) セットアップ用データをハードディスクにダウンロードします。
- (2) セットアップ用データの Setup.exe を実行します。Setup.exe のアイコンをダブルクリックすると、セットアッププログラムが起動します。




- (3) インストールに関する注意事項、及び著作権に関するメッセージが表示されます。「次へ」を選択して下さい。




(4) 「**Dot Draw NISE**」をセットアップするドライブとディレクトリを確認して、「インストール」を選択します。通常は「C:¥特殊教育総合研究所」にインストールされます。



(5) インストールが開始されると、「セットアップステータス」の画面に切り替わり、インストール中の経過が表示されます。



(6) セットアップが完了すると次のダイアログが表示されますので、「完了」を選択します。




これで、コンピュータへのインストールができました。

3. アンインストール

● 「Dot Draw NISE」をアンインストールする

- (1) アンインストールは Windows95/98/XP の「スタート」メニューの「設定」に含まれている「コントロールパネル」を選択し、さらに「コントロールパネル」の中の「アプリケーションの追加と削除」を選択します。




- (2) 「セットアップと削除」のタグを選択すると、インストールされているプログラムのリストが表示されます。



(3) リストに表示されている「Dot Draw NISE」を選択します。




(4) 「追加と削除」のボタンを押します。続いて、以下の画面が表示されます。削除のボタンをクリックして、「次へ」を選択します。



- (5) 以下のようなメッセージが表示されますので、アプリケーションを削除してもよければ、「はい」をクリックします。



- (6) 上記メッセージに対して「いいえ」を選択した場合は、アンインストールは実行されません。「はい」を選択した場合には、下記の画面が表示され、アンインストールが実行されます。



(7)アンインストールが成功すると以下のような画面が表示されます。「完了」をクリックしてアンインストール作業は終了です。

